

3M™ RelyX™

Conditionnements

Référence	Description
3M RelyX ARC	
3415 Coffret d'introduction :	<ul style="list-style-type: none">• 1 x 3M™ Clicker™ de ciment 3M RelyX ARC - Teinte A1 (4,5 g)• 1 x 3M Clicker de ciment 3M RelyX ARC - Teinte A3 (4,5 g)• 2 seringues de gel de mordantage 3M™ Scotchbond™ (2 x 3 ml)• 1 flacon d'adhésif 3M Scotchbond 1 (6 ml)• 1 flacon de 3M RelyX Ceramic Primer (5 ml)• Accessoires• Fiches de protocoles illustrés• Mode d'emploi
Recharges	
3415-A1	1 x 3M Clicker de ciment 3M RelyX ARC - Teinte A1 (4,5 g)
3415-A3	1 x 3M Clicker de ciment 3M RelyX ARC - Teinte A3 (4,5 g)
3M RelyX Luting (ex - 3M™ Vitremer™ ciment de scellement)	
3505 Coffret d'introduction :	<ul style="list-style-type: none">• 1 flacon de poudre du ciment 3M RelyX Luting (16 g)• 1 flacon de liquide du ciment 3M RelyX Luting (9 ml)• 1 cuillère - doseuse• 2 blocs à spatuler en papier• Fiches de protocoles illustrés• Mode d'emploi
Recharges	
3505P	1 flacon de poudre du ciment 3M RelyX Luting (16 g)
3505L	1 flacon de liquide du ciment 3M RelyX Luting (9 ml)
Gamme 3M RelyX	
3419 Coffret de base :	<ul style="list-style-type: none">• 1 x 3M Clicker de ciment 3M RelyX ARC - Teinte A3 (4,5 g)• 1 seringue de gel de mordantage 3M Scotchbond (3 ml)• 1 mini-flacon d'adhésif 3M Scotchbond 1 (3 ml)• 1 mini-flacon de poudre du ciment 3M RelyX Luting (8 g)• 1 mini-flacon de liquide du ciment 3M RelyX Luting (4,5 ml)• Accessoires• Fiches de protocoles illustrés• Mode d'emploi
3M RelyX Ceramic Primer	
2721	1 flacon de silane (5 ml)

Pour le scellement par collage des facettes, nous recommandons le composite de scellement 3M™ Opal (16 teintes + pâtes d'essai) afin d'obtenir des résultats esthétiques parfaits.

Composite de scellement 3M Opal

- 7526 Coffret d'introduction :
- 6 seringues (3 pâtes A et 3 pâtes B)
 - Teintes : translucide, chaude/faible opacité, froide/faible opacité (6 x 3 g)
 - Accessoires
 - Fiches de protocoles illustrés
 - Mode d'emploi

Recharges (seringues de 3 g)

	Pâtes A (photo)	Pâtes B (essai)
Translucide	7564	7557
Chaude/faible opacité	7560	7553
Chaude/moyenne opacité	7559	7552
Chaude/haute opacité	7558	7551
Froide/faible opacité	7563	7556
Froide/moyenne opacité	7562	7555
Froide/haute opacité	7561	7554



Laboratoires 3M Santé
Département Dentaire

Boulevard de l'Oise
95029 Cergy-Pontoise
Tél. : 01 30 31 82 32
Fax : 01 30 31 82 46



Imprimé sur papier recyclé
Imprimé en France © 3M 1998

3M, Clicker, RelyX, Scotchbond et Vitremer
sont des marques déposées par 3M.

3M™ RelyX™

ARC - Ciment résine pour scellements par collage
Luting - Ciment pour scellements conventionnels

Réalisez tous vos scellements permanents
avec seulement deux ciments !



FP 30980297.2

3M *Fiabilité*



Facile à choisir - Facile à doser - Facile à préparer - Facile à appliquer - Facile à nettoyer...

Pour les scellements par collage

3M RelyX ARC

Nouveau !



- Facilité d'emploi (protocole très simplifié)
- Efficacité d'une excellente rétention (sur toutes les surfaces et pour tous les types de restaurations indirectes)
- Sécurité (polymérisation duale)
- Ergonomie (2 teintes naturelles)

Une rétention maximale avec un protocole simple




Une formule nouvelle et brevetée

- Adhérence immédiate exceptionnelle
- Scellement marginal de grande qualité
- Extrêmement facile à préparer et à mettre en place
- Ne coule pas, élimination aisée des excès

Un système de dosage précis et sûr

- Distribution équilibrée des composants A et B
- Pas de risque de contamination entre les deux composants
- Lecture immédiate des quantités restantes
- Temps de travail et de prise optimaux



- Quantités adaptables à la situation clinique



3M RelyX ARC est compatible avec tous les systèmes adhésifs monoflacons. L'utilisation du système adhésif 3M™ Scotchbond™ 1 est cependant recommandée (flacon inclus dans le coffret d'introduction et le coffret de base).


Pour les scellements conventionnels

3M™ RelyX™ Luting (anciennement 3M™ Vitremer™)



Le premier ciment verre ionomère modifié à la résine (hybride) pour les scellements classiques (éléments métalliques ou céramométalliques).

Fiabilité et sécurité pour les cas simples



Une technologie éprouvée

- Solubilité infime
- Grande résistance à la fracture
- Libération de fluorures
- Liaison chimique à la structure dentaire

Une réelle simplicité

- Préparation facile et précise
- Manipulation extrêmement agréable
- Excès faciles à éliminer



Bloc à spatuler réutilisable en silicone (non inclus dans les coffrets).

- Facile à nettoyer
- Chimiquement neutre
- Ne glisse pas sur les plans de travail.

Un coffret de base pour un équipement rationnel



Ergonomique !

Les meilleurs résultats sans multiplier les produits

Le coffret de base 3M RelyX comprend tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos scellements permanents :

- Le ciment 3M RelyX Luting (ex - Vitremer) pour les scellements traditionnels,
- Le ciment résine 3M RelyX ARC (teinte A3) pour les scellements par collage,
- Le système adhésif monoflacon 3M™ Scotchbond™ 1 (également utilisable pour les restaurations directes).

... et pour la céramique

3M RelyX Ceramic Primer

Né de la technologie 3M Scotchbond, ce silane est l'apprêt idéal pour tous les collages et scellements par collage sur de la céramique et/ou du métal.



Deux ciments pour vous rendre la vie plus facile !

La gamme 3M™ RelyX™

Cette nouvelle gamme de ciments combine hautes performances et extrême facilité d'emploi.

Avec un choix très simple, vous pouvez faire face à toutes les situations cliniques.

➡ **3M RelyX ARC** pour les scellements par collage (esthétiques et/ou ultra-rétentifs)

➡ **3M RelyX Luting** pour les scellements conventionnels (métalliques ou céramométalliques)

Les ciments 3M RelyX sont faciles et agréables à utiliser

- Systèmes de distribution précis et dosages adéquats
- Temps de travail et temps de prise adaptés
- Élimination aisée des excès